

## Anti-Gipr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48546

Artikelnummer: CM0027349



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GIPR (Gastric inhibitory polypeptide receptor), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die GIP-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GIPR Kaninchen pAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | PGQTL2; GIPR                                                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                               |
| GeneID (human)    | 2696                                                                                                                                                |
| GeneID            | 2696                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-138 des humanen GIPR (NP_000155.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                  |
| SWISS             | P48546                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 53kDa                                                                                                                                               |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                           |