

Anti-Girk2 (Kcnj6) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Artikelnummer: CM0006420

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen GIRK2 (KCNJ6), einen durch G-Proteine aktivierten, nach innen gleichrichtenden Kaliumkanal. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA; reagiert mit humanen und Rattenproben. Geeignet zur Untersuchung der Insulinsekretion und von Erkrankungen im Zusammenhang mit Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GIRK2(KCNJ6) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Art	Mensch
GeneID	3763
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P48051
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku