

## Anti-Git2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14161

Artikelnummer: CM0012840

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GIT2 (ARF GTPase-aktivierendes Protein GIT2), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von GPCR-Signalgebung und Zytoskelettdynamik. - Q14161

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | GIT2 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Aliase | PKL; CAT2; CAT-2; GIT2                                                                                                          |
| Art                | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)    | 9815                                                                                                                            |
| Gen-ID             | 9815                                                                                                                            |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-510 des menschlichen GIT2 (NP_476511.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS              | Q14161                                                                                                                          |
| Proteinmasse       | 85 kDa                                                                                                                          |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |