


Anti-Gitr Ligand/Tnfsf18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ung2

Artikelnummer: CM0027827



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen GITR Ligand (TNFSF18), auch bekannt als AITRL/GITRL. Validiert in WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für T-Zell-Aktivierungs- und Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GITR Ligand/TNFSF18 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; GITR Ligand/TNFSF18
Spezies	Mensch
GenID	8995
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-177 des humanen GITR Ligand/TNFSF18 (NP_005083.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNG2
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel