

Anti-Gitr/Tnfrsf18 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5U5

Artikelnummer: CM0016500



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, gewonnen gegen humanes GITR/TNFRSF18 (AS 26-255). Nachweist humanes und murines GITR über WB und ELISA, geeignet für die Erforschung von T-Zell-Aktivierung, NF-kB-Signalgebung und Immun-Checkpoint-Biologie. SWISS: Q9Y5U5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GITR/TNFRSF18 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8784
GeneID	8784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-255 von humanem GITR/TNFRSF18 (NP_683699.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y5U5
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel