

Anti-Gja4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35212

Artikelnummer: CM0023301

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches GJA4 (Connexin-37), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für die Forschung zu Gap Junctions und interzellulärer Kommunikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CX37; GJA4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2701
GeneID	2701
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 229-333 von humanem GJA4 (NP_002051.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P35212
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel