

Anti-Gja5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36382

Artikelnummer: CM0029216

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen GJA5 (Connexin-40, CX40), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte GJA5. Ideal für die Forschung an Gap Junctions und Kardiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CX40; ATRB11; GJA5
Spezies	Mensch
GenID	2702
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 229-358 von menschlichem GJA5 (NP_859054.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36382
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel