

## Anti-Gja5/Cx40 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für If/Icc, Elisa - P36382

Artikelnummer: CM0017605

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GJA5/Connexin-40, validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Gap-Junction-Funktion, der kardiovaskulären Biologie und der Zellkommunikation in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GJA5 Kaninchen pAb                                                                                                     |
| Anmerkungen/Alias | CX40; ATFB11; GJA5                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                  |
| GeneID (Human)    | 2702                                                                                                                   |
| GeneID            | 2702                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 229-358 des humanen GJA5 (NP_859054.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                  |
| SWISS             | P36382                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 40 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |