


Anti-Gjb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08034

Artikelnummer: CM0017407



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GJB1 (Connexin-32) für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattenpezifisches GJB1. Ideal für die Forschung an Gap Junctions, Charcot-Marie-Tooth-Krankheit und Neuropathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJB1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2705
GenID	2705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 214-283 von menschlichem GJB1 (NP_000157.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08034
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel