

Anti-Gjb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075712

Artikelnummer: CM0026459

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GJB3 (Connexin-31). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Hörverlust und Hautkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJB3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EKV; CX31; DFNA2; EKVP1; DFNA2B; GJB3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2707
GeneID	2707
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen GJB3 (NP_076872.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75712
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel