


Anti-Gjd2 Kaninchen Pab - Q9UKL4

Artikelnummer: CM0030873



Einführung

GJD2 Kaninchen pAb detektiert Gap Junction Delta-2 (Connexin-36) bei Mensch, Maus und Ratte via WB, ELISA. Das Target wird in neuronalen Gap Junctionen exprimiert, ~36 kDa. Geeignet für Studien zu Neurowissenschaften und Zellkommunikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CX36; GJA9; GJD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57369
Gen-ID	57369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-197 des menschlichen GJD2 (NP_065711.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKL4
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel