

Polyklonaler Anti-Gk2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14410

Artikelnummer: CM0022512

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GK2 (Glycerinkinase 2, testespezifisch). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der männlichen Fruchtbarkeit und Spermatogenese, einschließlich der Bildung der mitochondrialen Hülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GKP2; GKTA; GK2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2712
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14410
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Ice-Bag