

Anti-Gkn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ns71

Artikelnummer: CM0013403

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GKN1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus.

Gastrokine-1 ist ein mitogenes Protein, das an der Integrität der Magenschleimhaut beteiligt ist. Ideal für gastroenterologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GKN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; Foveolin; GKN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56287
Gen-ID	56287
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NS71
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eispackung