

Anti-Gldc Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23378

Artikelnummer: CM0029178



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes GLDC, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA-Assays. Kreuzreagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Glycinmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2731
GenID	2731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 36-290 des humanen GLDC (NP_000161.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23378
Proteinmasse	113 kDa
Versand	Eisbeutel