

Anti-Gldc-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Artikelnummer: CM0006902



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GLDC (GCE/GCSP), das mitochondriale P-Protein des Glycinspaltungssystems. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLDC-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GCE; GCSP; HYG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2731
Gen-ID	2731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 580-749 des humanen GLDC (NP_000161.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23378
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku