

Anti-GLdc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P23378

Artikelnummer: CM0019085



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GLDC, geeignet für WB, IF, IHC-P und ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Zielt auf mitochondriale Glycin-Decarboxylase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; Glycin-Decarboxylase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2731
GenID	2731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 580-749 von humanem GLDC (NP_000161.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23378
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel