

Anti-Gldc Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23378

Artikelnummer: CM0009874



Einführung

Leistungsstarker Anti-GLDC Kaninchen PolymAb®, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Glycin-Dehydrogenase, mitochondrial, für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLDC Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	GCE; GCSP; HYGN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 580-749 von menschlichem GLDC (NP_000161.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23378
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel