

Anti-Gle1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Gs7

Artikelnummer: CM0015325



Einführung

Kaninchen anti-human GLE1 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Ermöglicht die Untersuchung von mRNA-Exportmechanismen und der Biologie des Kernporenkomplexes. Unverzichtbar für die Nukleoporin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2733
GenID	2733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem GLE1 (NP_001003722.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q53GS7
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel