

Anti-Gli1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08151

Artikelnummer: CM0031055



Einführung

Hochwertiger Anti-GLI1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-GLI1, einen zentralen Hedgehog-Signaltranskriptionsfaktor, der an Entwicklung und Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Spezies	Human
Gen-ID	2735
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem GLI1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08151
Protein-Gewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel