

Anti-Gli1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Artikelnummer: CM0016348



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GLI1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. GLI1 ist ein Schlüssel-Transkriptionsaktivator des Hedgehog-Signalwegs, der an Entwicklung und Krebs beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2735
Gen-ID	2735
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 350-450 von humanem GLI1 entspricht (NP_001153517.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08151
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel