

Anti-Gli2 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10070

Artikelnummer: CM0006773

Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen GLI2, validiert für IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Hedgehog-Signalwegs und HTLV-1-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Spezies	Human
GeneID (human)	2736
GeneID	2736
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von humanem GLI2 entspricht. (NP_005261.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10070
Versand	Kühlakkus