

Anti-Gli2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10070

Artikelnummer: CM0026024

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GLI2, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf den Transkriptionsfaktor GLI2 ab, der an der Hedgehog-Signalgebung und Entwicklung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2736
GenID	14633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-175 von mus musculus GLI2 (NP_001074594.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10070
Proteingewicht	168kDa
Versand	Eisbeutel