

Anti-Gli2-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P10070

Artikelnummer: CM0024629

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GLI2 (Gen-ID 2736, SWISS P10070), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung von Smoothened-Signalwegen und Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Spezies	Human
Gen-ID	2736
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von humanem GLI2 (NP_005261.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10070
Proteingewicht	168kDa
Versand	Eistasche