


Anti-Gli3-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Artikelnummer: CM0016296



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GLI3, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Hedgehog-Signalübertragung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLI3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
Spezies	Human
GeneID (Human)	2737
GeneID	2737
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 681-788 von humanem GLI3 (NP_000159.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10071
Proteingewicht	170kDa
Versand	Eisbeutel