

## Anti-Glis3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nea6

Artikelnummer: CM0017855

### Einführung

Anti-GLIS3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-GLIS3. Ideal für Transkriptions- und Diabetesforschung. - Q8NEA6.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GLIS3 Kaninchen pAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | NDH; ZNF515; GLIS3                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 169792                                                                                                                                  |
| GenID             | 169792                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 606-775 von menschlichem GLIS3 (NP_689842.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | Q8NEA6                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 84kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |