

Anti-Glo1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04760

Artikelnummer: CM0010507



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches GLO1 (Lactoylglutathion-Lyase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Glyoxalase-Entgiftung und NF-κB-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2739
Gen-ID	2739
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GLO1 (Q04760) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04760
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel