

Anti-Glod4 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc38

Artikelnummer: CM0027538



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GLOD4 (Protein mit Glyoxalase-Domäne 4). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Mitochondrienforschung und Glyoxalase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLOD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51031
GenID	51031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 179-298 von menschlichem GLOD4 (NP_057164.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HC38
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel