

Anti-Glomulin (Glmn) Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q92990

Artikelnummer: CM0017295



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen Glomulin (GLMN), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Essenziell für die Regulation der SCF-Ubiquitin-Ligase und die Gefäßentwicklung. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLMN Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11146
GenID	11146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 405-594 des menschlichen GLMN (NP_444504.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92990
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel