


Anti-Glp-1 Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0006083



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GLP-1. Validiert für Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zu Diabetes, Adipositas und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLP-1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
Spezies	Human
Gen-ID	2641 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem GLP-1 (P01275) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel