


Anti-Glp-2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0010385



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GLP-2, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. GLP-2 ist ein wichtiger intestinaler Wachstumsfaktor und eignet sich ideal für die gastrointestinale und metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLP-2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; GLP-2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2641
GeneID	2641
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 81-180 des humanen GLP-2 (P01275) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku