


Anti-Glp1R Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43220

Artikelnummer: CM0017491



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanen GLP1R (GLP-1-Rezeptor). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanem und Rattenspezies. Geeignet für die Forschung zu Diabetes, Adipositas und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GLP1R Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Spezies	Human
Gen-ID	2740 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-116 des humanen GLP1R (NP_002053.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P43220
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche