


Anti-Glp1R Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43220

Artikelnummer: CM0030131



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GLP1R, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Signalgebung des Glucagon-like-Peptid-1-Rezeptors und von Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLP1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Spezies	Human
GeneID (Human)	2740
GeneID	2740
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 des humanen GLP1R (NP_002053.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43220
Protein-Gewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel