


Anti-Glp2R Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095838

Artikelnummer: CM0003188



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen den menschlichen GLP2R (Glukagon-ähnliches Peptid 2 Rezeptor) für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu GPCR-Signalwegen und Stoffwechselprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLP2R Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GLP2R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9340
Gen-ID	9340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 460-553 des menschlichen GLP2R (NP_004237.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95838
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel