

Anti-Glra2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - P23416

Artikelnummer: CM0014074



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf menschliches GLRA2 (Glyzinrezeptor-Untereinheit Alpha-2) abzielt. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und die Erforschung inhibitorischer Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLRA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GLR; MRXSP; GLRA2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2742
GeneID	2742
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-420 von menschlichem GLRA2 (NP_002054.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23416
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel