


Anti-Grx3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 076003

Artikelnummer: CM0012889



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes GLRX3 (PICOT, GRX4), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Zielt auf den zytosolischen Eisen-Schwefel-Cluster-Assemblierungsfaktor ab, der an der Regulation der kardialen Hypertrophie und der Hämoglobin-Reifung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLRX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10539
GeneID	10539
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-335 von humanem GLRX3 (NP_001186797.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	076003
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel