


Anti-Grx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O76003

Artikelnummer: CM0024836



Einführung

Anti-GLRX3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IP, ELISA in humanen Proben. Glutaredoxin-3 wirkt bei der zytosolischen Assemblierung von Eisen-Schwefel-Clustern, der Regulation der kardialen Hypertrophie und der Hämoglobin-Reifung. Ideal für Forschung im Bereich Herz-Kreislauf und Hämatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLRX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10539
Gen-ID	10539
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-335 von humanem GLRX3 (NP_001186797.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O76003
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel