

Anti-GLS2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui32

Artikelnummer: CM0024510



Einführung

Hochwertiger Anti-GLS2 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Mitochondriale Glutaminase, beteiligt an Stoffwechsel und Tumorsuppression. Ideal für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	27165
GenID	27165
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 545-602 des menschlichen GLS2 entspricht (NP_037399.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui32
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eispackung