


Anti-Glucagon Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, IHC-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0003646



Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Proglucagon (Glucagon, GLP-1, GLP-2). Validiert für IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Diabetes- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucagon Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2641
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Glucagons entspricht (NP_002045.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel