


Anti-Glucagon Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0005402



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Glucagon (GCG) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für Glucosestoffwechsel, Diabetes und Darmhormon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucagon Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagon
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2641
Gen-ID	2641
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 21-120 von humanem Glucagon (NP_002045.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel