

Anti-Glucose-6-Phosphat-Isomerase (Gpi)-Monoklonaler Antikörper [Kd-Validiert] Für Wb, If/Icc, Elisa - P06744

Artikelnummer: CM0010201



Einführung

KD-validierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Glucose-6-Phosphat-Isomerase (GPI), auch bekannt als AMF/NLK, für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes GPI in humanen, murinen und Rattensamples; ideal für die Glykolyse- und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] GPI Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
Spezies	Human
GeneID (Human)	2821
GeneID	2821
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 der humanen Glucose-6-Phosphat-Isomerase (NP_000166.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06744
Protein-Gewicht	63 kDa
Versand	Eistasche