

Anti-Glucose-6-Phosphat-Isomerase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

Artikelnummer: CM0028937



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane Glucose-6-Phosphat-Isomerase (GPI/AMF/NLK) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Glykolyse, Krebs und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucose-6-Phosphat-Isomerase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; Glucose-6-Phosphat-Isomerase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2821
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 der humanen Glucose-6-Phosphat-Isomerase (NP_000166.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06744
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel