


Anti-Glucosylceramidase Beta (Gba) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04062

Artikelnummer: CM0002024



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Glucosylceramidase beta (GBA), validiert für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zur lysosomalen Lipidmetabolismus und Morbus Gaucher.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Glucosylceramidase beta (GBA) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	GBA; GCB; GLUC; Glucosylceramidase beta (GBA)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2629
Gen-ID	2629
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 437-536 von humanem Glucosylceramidase beta (GBA) (P04062) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04062
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel