


Anti-Glucosylceramidase Beta (Gba) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04062

Artikelnummer: CM0026444



Einführung

Kaninchen anti-human GBA polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt lysosomale saure Glucosylceramidase (60 kDa), ein Schlüsselenzym im Sphingolipid-Stoffwechsel, das mit Morbus Gaucher und Parkinson-Krankheit in Verbindung steht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucosylceramidase beta (GBA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosylceramidase beta (GBA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2629
GenID	2629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 40-250 der menschlichen Glucosylceramidase beta (GBA) (NP_000148.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04062
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel