


Anti-GLUD1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00367

Artikelnummer: CM0011966



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GLUD1 (Glutamat-Dehydrogenase 1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Stoffwechsel- und Krebsbiologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Spezies	Human
GeneID (human)	2746
GeneID	2746
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 459-558 von humanem GLUD1 (P00367) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00367
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel