


Anti-GLUD2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - P49448

Artikelnummer: CM0029963



Einführung

Anti-GLUD2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt GLUD2 aus Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die mitochondriale Glutamat-Dehydrogenase 2 ab, die am Glutamat-Recycling während der Neurotransmission beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GDH2; GLUDP1; GLUD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2747
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 319-558 von menschlichem GLUD2 (NP_036216.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49448
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel