


Anti-GluR1/Gria1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Artikelnummer: CM0022268



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GluR1/GRIA1 (Glutamatrezeptor 1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein Protein von ~102 kDa. Ideal für die Untersuchung der exzitatorischen Neurotransmission und synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GluR1/GRIA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2890
GenID	2890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 330-470 von humanem GluR1/GRIA1 (NP_000818.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42261
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel