


Anti-GluR2+GluR3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

Artikelnummer: CM0004075



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliche GluR2- und GluR3-AMPA-Rezeptoruntereinheiten. Validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Studien zu synaptischer Plastizität und erregender Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GluR2+GluR3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2891/2892
GenID	2891/2892
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 784-883 von menschlichem GluR2 entspricht (P42262)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P42262/P42263
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel