


Anti-GluR2/Gria2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42262

Artikelnummer: CM0003435



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GluR2/GRIA2 (AMPA-Rezeptor-Untereinheit). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und Studien zur synaptischen Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GluR2/GRIA2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2891
Gen-ID	2891
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem GluR2/GRIA2 (P42262) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P42262
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eistasche