

## Anti-GluR4/GluA4/GRIA4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48058

Artikelnummer: CM0012284

### Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GluR4 (GRIA4, AMPA-Rezeptor-Untereinheit). Für Western Blot und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung zur exzitatorischen synaptischen Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GluR4/GluA4/GRIA4-Kaninchen-mAb                                   |
| Bemerkungen/Alias | GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4 |
| Art               | Mensch                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 2893                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                              |
| Quelle            | Kaninchen                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                       |
| SWISS             | P48058                                                            |
| Proteingewicht    | 101 kDa                                                           |
| Versand           | Kühlakku                                                          |