

Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48058

Artikelnummer: CM0016010

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GluR4 (GRIA4), geeignet für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu ionotropen Glutamatrezeptoren und schneller exzitatorischer synaptischer Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GluR4/GluA4/GRIA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2893
GeneID	2893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 254-433 von humanem GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 (NP_001070712.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48058
Protein-Gewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel